

# FertiTabs

טבליות ברזל מתמוססות במים

ברזל הינו יסוד הזנה חיוני הלוקח חלק בתהליך ייצור הכלורופיל.

בקרקות ישראל, המאופיינות בבסיסיות קלה, זמינותו הטבעית של הברזל נמוכה ולכן יש צורך בהוספתו לממשק ההזנה.

## תכולה:

84 טבליות המכילות 60 גר' ברזל בכלאציה Fe-EDDHA, שווה ערך ל-1 ק"ג ברזל אבקתי 6%. כל טבלייה מכילה 0.72 גר' ברזל בכלאציה Fe-EDDHA (83% ortho-ortho).

## הנחיות שימוש לשקית:

רצוי להשתמש במכל הגמעה בנפח של 100 ליטר לפחות. יש למלא שליש מהמכל (35 ליטר) במים, להוסיף את תכולת השקית ולהשלים את נפח המים במכל. מומלץ להשלים את נפח המים בזמן תהליך תסיסת הטבליות כדי להפחית את ההקצפה. יש להמתין 30 דקות להתמוססות מלאה של החומר לפני השימוש.

יחס מקסימלי להמסה: 2.5 טבליות ברזל ל-1 ליטר מים. גידולים מתאימים: כל סוגי הגידולים ובמיוחד אבוקדו, מנגו, ליצי, הדורים וירקות.

חברת דשן הצפון מציעה חבילת שירות מקיפה לבריאות הצמח, הכוללת פתרונות הזנה מדויקים ומותאמים לסוגי הצמחים השונים, תמיכה וייעוץ אגרונומי ושיווק מוצרים נלווים. איכות המוצר, טיב השירות ומענה לכל בקשה באופן המקצועי ביותר הם נר לרגלינו.



לייעוץ ולמידע נוסף - האגרונומים המקצועיים שלנו פרוסים ברחבי הארץ ועומדים לשירותכם!  
sales@deshen.org | 1800-071-411